

Добавка селективная полу-Fraser для листерий

Half Fraser Listeria Selective Supplement

Кат. № 6002

Фасовка: 10 флаконов

Хранить при температуре 2–25°C

Стерильная селективная добавка для выделения *листерий* согласно ISO 11290-1:2006

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ ВО ФЛАКОНАХ)

Состав (г/фл):

Налидиксат натрия	0,005
Акрифлавин	0,0062
Цитрат аммонийного железа	0,25

Растворить содержимое флакона добавлением:
Стерильной дистиллированной воды 6 мл

ОПИСАНИЕ

10 лиофилизированных флаконов; Во флаконе 6±0,1 г	22±0,25 * 55±0,5 мм стеклянные флаконы с маркировкой, с белой пластиковой крышкой – 10 флаконов в упаковке	Срок годности 49 месяцев	Хранение 2-25°C
--	--	-----------------------------	--------------------

Добавка селективная полу-Fraser для листерий (кат. № 6002) добавляется к *Основы бульона Fraser для обогащения листерий (кат. № 1120)* для получения готового бульона полу-Fraser.

Среда рекомендуется для обнаружения *Listeria spp.* в пищевых продуктах и пробах из окружающей среды. Все виды *листерий* гидролизуют эскулин до эскулетина, который реагирует с ионами железа, вызывая почернение среды. Еще одним достоинством данной среды является стимулирующее действие цитрата аммонийного железа на рост *Listeria monocytogenes*. Содержащийся в среде хлорид лития, наряду с налидиксовой кислотой и акрифлавином из добавки, ингибирует рост сопутствующей флоры, которая способна гидролизовать эскулин. Высокое содержание хлорида натрия ингибирует рост *энтерококков*.

В стерильных условиях растворить содержимое флакона *Добавки селективной полу-Fraser для листерий (кат. № 6002)* в 6 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения. В стерильных условиях добавить содержимое флакона к 500 мл *Основы бульона Fraser для обогащения листерий (кат. № 1120)*, автоклавированной и охлажденной до 50°C. Тщательно перемешать и разлить в соответствующие емкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

В клинической диагностике в качестве образца используется тип образца - амниотическая жидкость.

- Инокулировать 0,1 мл инкубированной среды полу-Fraser (независимо от цвета) в 10 мл бульона Fraser. Инкубировать аэробно 24±2 часа при 37°C.
- Посев и идентификация: из первичной накопительной культуры засевают *Основу хромогенного агара для листерий по Оттавиани и Агости (кат. №1345)* и другую селективную среду лаборатории для получения хорошо разделенных колоний.

- Для культуры, полученной после вторичного обогащения, процедуру повторяют, засевая **Основу хромогенного агара для листерий по Оттавиани и Агости (кат. №1345)** и другую селективную среду.
- Инкубировать **Основу хромогенного агара для листерий по Оттавиани и Агости (кат. №1345)** в общей сложности 48 ± 2 часа.
- Подтверждение: выбрать предполагаемые колонии и провести подтверждающие тесты на *L. monocytogenes* или *Listeria spp.*

Для других целей, не указанных в маркировке СЕ:

Обнаружение *Listeria monocytogenes* и *Listeria spp.* согласно ISO 11290

- Первичное обогащение: образец, весом 25 г (или 25 мл) добавить к 225 мл **Основы бульона Fraser для обогащения листерий (кат. № 1120)** с **Добавкой селективной полу - Fraser для листерий (кат. № 6002)**. Тщательно перемешать и инкубировать при 30°C в течение 25 ± 1 часов.
- Затем выполнить вторичное обогащение. Инокулировать 0,1 мл инкубированной среды полу-Fraser в 10 мл бульона Fraser. Инкубировать аэробно 24 ± 2 часа при 37°C .
- Выделение и идентификация: первично обогащенную культуру пересеять на **Основу хромогенного агара для листерий (ALOA) (кат. № 1345)** и другую селективную среду, имеющуюся в лаборатории, чтобы получить хорошо разделенные колонии.

Для культуры, полученной после вторичного обогащения, процедуру повторяют: инокулировать поверхность **Основы хромогенного агара для листерий (ALOA) (кат. № 1345)** и другой селективной среды. Инкубировать **Основу хромогенного агара для листерий по Оттавиани и Агости (кат. №1345)** в общей сложности 48 ± 2 часа.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Цвет Темно-оранжевый – коричневый - охряной
 рН при 25°C

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Микробиологический контроль в соответствии с нормами ISO 11133: 2014 / A1: 2018.

Инокулировать 100 ± 20 мин 50 КОЕ (Продуктивность)

Аэробнозис. Инкубирование при $30 \pm 1^\circ\text{C}$, 24 ± 2 часа.

Микроорганизмы	Типичная реакция
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 (1)	Ингибируется. Подтвердить на TSA при $37 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 24 ± 3 часов
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433 (2)	Ингибируется частично. Подтвердить на TSA при $37 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 24 ± 3 часов
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 13932, WDCM 00021 + (1) + (2)	> 10 КОЕ. Зеленовато-синие колонии. Непрозрачный ореол (Оттавиани Агости)
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 35152, WDCM 00109 + (1) + (2)	> 10 КОЕ. Зеленовато-синие колонии. Непрозрачный ореол (Оттавиани Агости)

Контроль стерильности:

Инкубировать 24 часов при 30–35°C и 72 часов при 20–25°C: НЕТ РОСТА

Инкубировать 7 дней при 32,5±2 °C и 7 дней при 22,5±2 °C: НЕТ РОСТА

Добавить 5 мл образца к 100 мл TSB и 100 мл тиогликоля.