



IVD

NOVOBIOCIN



Kat. č.: MLT00085

Pro mikrobiologii

Diagnostické disky NOVOBIOCIN jsou určeny k diferenciaci plazmakoaguláza negativních stafylokoků růstových testem.

Princip:

Test využívá přirozené rezistence některých druhů plazmakoaguláza negativních stafylokoků k novobiocinu.

Balení obsahuje:

- 100 diagnostických disků pro 100 stanovení
- pracovní návod

Skladování, expirace:

Disky NOVOBIOCIN se uchovávají v temnu při teplotě (+2 až +8)°C. Exspirace je vyznačená na každém balení.

Potřeby pro práci s diskem NOVOBIOCIN:

- Petřího misky s Mueller-Hinton agarom
- běžné laboratorní vybavení (očkovací klíčky, sterilní pinzeta, kahan)
- McFarlandova zákalová stupnice resp. denzitometr

Pracovní postup:

- Připravte si 3 hodinovou bujónovou kulturu testovaného kmeně se zákalom upraveným na hodnotu 0,5 McFarlanda.
- Mueller-Hinton agar inokulujte přelítím, suspenzi rovnoměrně rozetete a plotny dle potřeby předsušte.
- Sterilně přiložte disk NOVOBIOCIN.
- Inkubujte 24 h při teplotě 37°C.

Upozornění:

- Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití.

Hodnocení:

Po inkubaci změřte průměr inhibiční zóny:

Inhibiční zóna (mm)	Rezistence k novobiocinu
< 16	rezistentní
≥ 16	citlivé

Rezistentní druhy koaguláza negativních stafylokoků:

Humánní – Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus, S. xylofus, S. saprophyticus subsp. saprophyticus, S. cohnii subs. cohnii, S. cohnii subs. urealyticum, S. sciuri s. sciuri a S. lentus.
Veterinární – S. gallinarum, S. arlettae, S. equorum, S. kloosii, S. sciuri s. rodentium, S. sciuri s. carnaticus, S. vitulinus a S. saprophyticus s. bovis.

Ostatní dosud popsané druhy koaguláza negativních stafylokoků jsou k novobiocinu citlivé.

Likvidace odpadů:

Na použitý disk je nutné pohlížet jako na potencionálně infekční a likvidovat ho podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný odpad v souladu se Zákonem o odpadech. Prázdné obaly se předají do sběru k recyklaci, případně do komunálního odpadu.

Kontrola kvality testů:

Kontrolu kvality diagnostických disků NOVOBIOCIN je možno provést s kontrolními kmeny:

Kmen	Rezistence k novobiocinu
Staphylococcus cohnii, ssp. urealyticum CCM 4296	+
Staphylococcus epidermidis CCM 4418	–

Tyto kmeny dodává CCM – Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Tel: 549 491 430, Fax: 549 498 289
http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Kmeny jsou dodávány v lyofilizovaném stavu nebo na želatinových discích.

Datum revize: 30.3. 2017



IVD

NOVOBIOCIN



Kat. č.: MLT00085

Pre mikrobiológiu

Diagnostické disky NOVOBIOCIN sú určené na diferenciaciu plazmakoaguláza negativných stafylokokov rastových testom.

Princip:

Test využíva prirodzenú rezistenciu niektorých druhov plazmakoaguláza negativných stafylokokov k novobiocinu.

Balenie obsahuje:

- 100 diagnostických diskov na 100 stanovení
- pracovní návod

Skladovanie, expirácia:

Disky NOVOBIOCIN sa uschovávajú v tme pri teplote (+2 až +8)°C. Expirácia je vyznačená na každom balení.

Potreby pre prácu s diskom NOVOBIOCIN:

- Petřího misky s Mueller-Hinton agarom
- běžné laboratorní vybavení (očkovací klíčky, sterilní pinzeta, kahan)
- McFarlandova zákalová stupnica resp. denzitometr

Pracovní postup:

- Připravte si 3hodinovou bujónovou kulturu testovaného kmeňa so zákalom upraveným na hodnotu 0,5 McFarlanda.
- Mueller-Hinton agar inokulujte prelitím, suspenziou rovnomerne rozotrite a misky podľa potreby predsušte.
- Sterilne priložte disk NOVOBIOCIN.
- Inkubujte 24 h pri teplote 37°C.

Upozornenie:

- Súprava je určená iba na profesionálne použitie.

Hodnotenie:

Po inkubácii zmerajte priemer inhibičnej zóny:

Inhibiční zóna (mm)	Rezistencia k novobiocinu
< 16	rezistentní
≥ 16	citlivé

Rezistentné druhy koaguláza negativných stafylokokov:

Humánne – Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus, S. xylofus, S. saprophyticus subsp. saprophyticus, S. cohnii subs. cohnii, S. cohnii subs. urealyticum, S. sciuri s. sciuri a S. lentus.
Veterinárne – S. gallinarum, S. arlettae, S. equorum, S. kloosii, S. sciuri s. rodentium, S. sciuri s. carnaticus, S. vitulinus a S. saprophyticus s. bovis.

Ostatné doteraz popísané druhy koaguláza negativných stafylokokov sú k novobiocinu citlivé.

Likvidácia odpadov:

Na použitý disk je nutno pozerať ako na potencionálne infekčný a likvidovať ho podľa vlastných interných predpisov v súlade s národnou legislatívou. Prázdné obaly ďalej do zberu k recyklácii, prípadne do komunálneho odpadu.

Kontrola kvality testu:

Kontrolu kvality diagnostických diskov NOVOBIOCIN je možné overiť s kontrolnými kmeňmi:

Kmeň	Rezistencia k novobiocinu
Staphylococcus cohnii, ssp. urealyticum CCM 4296	+
Staphylococcus epidermidis CCM 4418	–

Tieto kmeny dodáva CCM – Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Tel: 549 491 430, Fax: 549 498 289
http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Kmeny sú dodávané v lyofilizovanom stave alebo na želatínových discích.

Dátum revízie: 30.3. 2017



IVD

NOVOBIOCIN

EN



Cat. No.: MLT00085

For microbiology

Diagnostic discs NOVIOBIOCIN are intended for differentiation of coagulase negative staphylococci by means of growth test.

Principle:

Test is based on the natural resistance of some species of coagulase negative staphylococci to novobiocin.

A package of NOVIOBIOCIN contains:

- 100 diagnostic discs for 100 determinations
- working leaflet

Storage, expiration:

Discs NOVIOBIOCIN should be stored in dark in a refrigerator at (+2 to +8)°C until the expire date indicated on the package.

Required material:

- Petri dishes with Mueller-Hinton agar
- common laboratory equipment (loops, sterile forceps, burner)
- McFarland turbidity standards or densitometer

Recommended procedure:

- Prepare 3-hour broth culture of tested strain with turbidity adjusted to value of 0,5 McFarland.
- Overlay Mueller-Hinton agar with inoculum, streak uniformly and pre-dry the plates if necessary.
- Aseptically place disc NOVIOBIOCIN.
- Incubate 24 h at 37°C.

Caution:

- For professional use only.

Evaluation:

After incubation measure the diameter of inhibition zones:

Inhibition zone (mm)	Resistance to novobiocin
< 16	resistant
≥ 16	sensitive

Resistant species of coagulase negative staphylococci:

Human – Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus, S. xylosum, S. saprophyticus subsp. saprophyticus, S. cohnii subs. cohnii, S. cohnii subs. urealyticum, S. sciuri s. sciuri a S. lentus.

Veterinary – S. gallinarum, S. arlettae, S. equorum, S. kloosii, S. sciuri s. rodentium, S. sciuri s. carnaticus, S. vitulinus a S. saprophyticus s. bovis.

The other up to date described species of coagulase negative staphylococci are sensitive to novobiocin.

Waste disposal:

Used disc should be treated as potentially infectious and should be liquidated in accordance with any other local and national regulations relating to the safe handling of such materials. Put packaging waste to recycling or in municipal waste.

Standard control strains:

Quality control of diagnostic discs NOVIOBIOCIN may be provided with standard control strains:

Strain	Resistance to novobiocin
Staphylococcus cohnii, ssp. urealyticum CCM 4296	+
Staphylococcus epidermidis CCM 4418	-

These strains are distributed by:

CCM – Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University, Faculty of Science,

Kamenice 5, building A25, 625 00 Brno, CZ

Tel. +420 549 491 430, Fax +420 549 498 289, http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Strains are supplied in freeze-dried form or on gelatin discs.



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

Date of revision: 30.3.2017



IVD

НОВОБИОЦИН

RU



Мом. номер: MLT00085

Для микробиологии

Диагностические диски НОВОБИОЦИН предназначены для дифференциации коагулазоотрицательных стафилококков по размеру зон задержки роста.

Принцип:

Тест основан на природной резистентности некоторых видов коагулазо отрицательных стафилококков к новобиоцину

Упаковка Новобиоцина содержит:

- 100 диагностических дисков для 100 определений
- инструкцию для пользователя

Условия и сроки хранения:

Диски НОВОБИОЦИН должны храниться в темном месте, в холодильнике при температуре (с +2 до +8)°C в пределах сроков, указанных на упаковке.

Необходимые материалы:

- Чашки Петри с агаром Мюллер-Хинтона
- стандартное оборудование лабораторий (петли, стерильные пинцеты, горелки)
- стандарты мутности Мак Фарланда или денситометр

Методика постановки теста:

- Приготовьте 3-часовую бульонную культуру исследуемого штамма, доведите ее до мутности 0,5 по шкале Мак Фарланда
- Сделайте на чашке с агаром Мюллер-Хинтона посев суспензии. Чашки промаркируйте и при необходимости подсушите перед посевом
- Соблюдая правила асептики положите диск с НОВОБИОЦИНОМ
- Инкубируйте 24 ч при 37°C

Предупреждение:

- Набор предназначен только для квалифицированного использования в микробиологической лаборатории.

Оценка результата:

После инкубации измерьте диаметр зон задержки роста:

Размер зоны (мм)	Степень чувствительности
< 16	Резистентный
≥ 16	Чувствительный

Природно резистентны следующие штаммы коагулазоотрицательных стафилококков к новобиоцину:

Выделенные у человека - Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus, S. xylosum, S. saprophyticus subsp. saprophyticus, S. cohnii subs. cohnii, S. cohnii subs. urealyticum, S. sciuri s. sciuri a S. lentus.

Выделенные у животных - S. gallinarum, S. arlettae, S. equorum, S. kloosii, S. sciuri s. rodentium, S. sciuri s. carnaticus, S. vitulinus and S. saprophyticus s. bovis.

Другие штаммы коагулазоотрицательных стафилококков в настоящее время описаны как чувствительные к новобиоцину.

Ликевидация мусора:

Использованной диск считают материалом, который может быть инфицирован, подлежит уничтожению в соответствии с утвержденными внутрибольничными правилами. Бумажную упаковку сдайте в макулатуру, заводскую тару в сортированный мусор.

Стандартные контрольные штаммы:

Контроль качества диагностических дисков с Новобиоцином проводите со стандартными штаммами микроорганизмов:

Штамм	Резистентность к новобиоцину
Staphylococcus cohnii, ssp. urealyticum CCM 4296	+
Staphylococcus epidermidis CCM 4418	-

ССМ – Чешская коллекция микроорганизмов

ГИСК, Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича, г. Москва, телефон 8 (499) 241-31-19

Дата проведения контроля: 30.3.2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com



IVD

NOVOBIOCIN



Nr kat.: MLT00085

Do celów mikrobiologicznych

Krażki diagnostyczne NOVOBIOCIN przeznaczone są do różnicowania plazma-koagulazo-ujemnych gronkowców za pomocą próby wzrostowej.

Zasada testu:

Test oparty jest na naturalnej oporności niektórych gatunków plazma-koagulazo-ujemnych gronkowców na nowobiocynę.

Opakowanie zawiera:

- 100 krażków diagnostycznych/ 100 oznaczeń
- Instrukcję obsługi

Przechowywanie, termin ważności:

Krażki NOVOBIOCIN powinny być przechowywane w ciemnym miejscu w temp. +2 do +8°C. Data ważności podana jest na każdym opakowaniu.

Materiały niezbędne do pracy z kraqkiem NOVOBIOCIN:

- płytki Petriego z agarem Mueller-Hinton
- podstawowy sprzęt laboratoryjny (ezy, sterylne pęsety, palnik)
- densytopometr

Sposób postępowania:

- Przygotować 3-godzinną kulturę badanego szczepu na podłożu bulionowym, zmętnienie powinno wynosić 0,5 w skali McFarlanda.
- Inokulować agar Mueller-Hinton (przełać), zawieszając równomiernie rozproszadzić i w razie potrzeby wstępnie wysuszyć płytki.
- Na płytkę umieścić w sposób sterylny kraqek NOVOBIOCIN.
- Inkubować przez 24 godz. w temp. 37°C.

Uwaga:

- Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Ocena:

Po inkubacji zmierzyc średnicę strefy zahamowania:

Strefa zahamowania (mm)	Oporność na nowobiocynę
< 16	oporne
≥ 16	wrażliwe

Oporne gatunki koagulazo-ujemnych gronkowców:

Ludzkie: *Staphylococcus hominis* subsp. *novobiosepticus*, *S. xylosus*, *S. saprophyticus* subsp. *saprophyticus*, *S. cohnii* subsp. *cohnii*, *S. cohnii* subsp. *urealyticum*, *S. sciuri* s. *sciuri* i *S. lentus*.
Zwierzęce: *S. gallinarum*, *S. arifetae*, *S. equorum*, *S. kloosii*, *S. sciuri* subsp. *rodentium*, *S. sciuri* subsp. *carnaticus*, *S. vitulinus* i *S. saprophyticus* subsp. *bovis*.
Pozostałe aktualnie opisane gatunki koagulazo-ujemnych gronkowców są wrażliwe na nowobiocynę.

Usuwanie odpadów:

Zużyty kraqek należy traktować jako potencjalnie zakaźny i utylizować według własnych przepisów wewnętrznych jako odpad niebezpieczny według Ustawy o odpadach. Puste opakowania należy przekazać do recykacji, ewentualnie do odpadu komunalnego.

Kontrola jakości testów:

Kontrolę jakości diagnostycznych kraqków NOVOBIOCIN można przeprowadzić za pomocą szczepów kontrolnych

Szczep	Oporność na nowobiocynę
<i>Staphylococcus cohnii</i> ssp. <i>urealyticum</i> CCM 4296	+
<i>Staphylococcus epidermidis</i> CCM 4418	–

Szczepy te rozprawdzane są przez:

CCM – Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University, Faculty of Science, Kamenice 5, building A25, 625 00 Brno, CZ
Tel. +420 549 491 430, Fax +420 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/ccm>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

PRODUCENT: Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 BRNO, REPUBLIKA CZESKA

Przedstawicielstwo w Polsce: ERBA POLSKA Sp. z o.o., ul. ŚW. FILIPA 23/4, KRAKÓW, 31-150, Polska, tel. com. +48 510 251 115, e-mail: d.tvdon@erbamannheim.com, diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

Data rewizji: 30.3. 2017



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

USED SYMBOLS /
POUŽITÉ SYMBOLY /
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ /
STOSOWANE SYMBOLE

Catalogue Number
Katalógové číslo
Katalógové číslo
Номер каталога
Numer produktu

Lot Number
Číslo šarže
Номер партии
Numer partii

Expiry Date
Datum expirace
Datum expirácie
Срок годности
Data ważności

Manufacturer
Výrobce
Výrobca
Производитель
Wytwórca

CE Mark -
Device comply with
the Directive 98/79/EC
CE značka-vyhovuje směrnici
98/79/EC
CE značka - vyhovuje smernici
98/79/EC
Знак CE - соответствие
Директиве 98/79/EC
Urządzenie zgodne
z Dyrektywą 98/79/EC

In Vitro Diagnostics
In vitro Diagnostikum
Ин витро диагностика
Diagnostyki in vitro

See Instruction for Use
Čítajte návod k použitiu
Čítajte návod k použitiu
Перед использованием
внимательно изучайте инструкцию
Прочытай інструкcję

Storage Temperature
Teplota skladování
Teplota skladovania
Температура хранения
Temperatura przechowywania

Национальный знак
соответствия для Украины