

**Желчные соли № 3**

Bile Salts № 3

**Кат. № 1706**

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Компонент (желчи)

**ОПИСАНИЕ**

Желчные соли №3 – это смесь желчных экстрактов, специально приготовленная для таких селективных сред, как *Агар МакКонки (кат. № 1052)* и *Агар Сальмонелла Шигелла (кат. № 1064)*. Являются отличным ингибитором грамположительных бактерий, таких как *стрептококки* и *стафилококки*.

**ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	<b>Спецификация</b>
Внешний вид	Белый порошок
Холат натрия	45–55%
Дезоксихолат натрия	45–55%
Потери при высушивании	<5%
pH [2% раствор]	7,5–9,0
Растворимость (2% раствор)	Прозрачный
Тяжелые металлы	–

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ**

Общий чашечный подсчет	< 5000 КОЕ/г
<i>Дрожжи и плесневые грибы</i>	< 100 КОЕ/г
<i>Колиформы</i>	Отсутствуют
<i>Сальмонеллы</i>	Отсутствует