

## Добавка для *Clostridium Difficile*

*Clostridium Difficile* Supplement

Кат. № 6061

Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды)

Хранить при температуре 2–8°C

Добавка для выделения *Clostridium Difficile*

### ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

D-циклосерин                                  125 мг    Цефокситин                                  4 мг

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Асептически развести содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Аккуратно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл *Основы агара для Clostridium Difficile (кам. 1447)*, стерилизованного автоклавированием и охлажденного до 50°C с добавлением 7% дефибрированной лошадиной крови. Аккуратно перемешать и разлить в чашки Петри.

### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Лиофилизированная таблетка
Цвет сухой среды	Нет данных
Цвет готовой среды	Прозрачный
Конечный pH (при 25°C)	Нет данных

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35-37°C / 18-48 часов

Микроорганизмы	Рост
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Ингибируется
<i>Clostridium difficile</i> ATCC 9689	Хороший