

**Кат. № 6074**

Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды)  
Хранить при температуре 2-8°C

**Добавка селективная MUP**  
**MUP Selective Supplement**

Селективная добавка для выявления жизнеспособных бифидобактерий

**ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)**

Литий-мупицин 25 мг

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл *Основы агара пропионатного TOS (кат. № 2011)*, автоклавированной и охлажденной до 50°C. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

Продукт	Кат. №	Фасовка
Добавка Селективная MUP	6074	10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды
Основа агара пропионатного TOS	2011	500 г

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ**

Следующие результаты были получены при использовании *Основы агара пропионатного TOS (кат. № 2011)* с добавкой на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18-48 часов.

Микроорганизмы	Рост	Цвет колоний
<i>Bifidobacterium breve</i> ATCC 15700	Хороший	Белый
<i>Lactobacillus casei</i> ATCC 393	Ингибируется	
<i>Streptococcus thermophilus</i> ATCC 19258	Ингибируется	