



IVD

## PARAFINOVÝ OLEJ STERILIZOVANÝ

CZ

Kat. č.: MLT00042

Pro mikrobiologii

Parafinový olej sterilizovaný je pomocným přípravkem pro diagnostické soupravy MIKROLATEST®, obsahující testy, které vyžadují inkubaci se zamezením přístupu kyslíku. Způsob použití Parafinového oleje sterilizovaného je obsažen v pracovním návodu příslušné diagnostické soupravy MIKROLATEST®.

### Souprava Parafinového oleje sterilizovaného obsahuje:

Parafinový olej sterilizovaný 3 x 18 ml  
Informační leták

### Skladování, expirace:

Parafinový olej sterilizovaný se skladuje při teplotě (+2 až +25) °C. Expirace je vyznačena na každém balení.

### Upozornění:

Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití.  
Souprava není klasifikovaná jako nebezpečná.

### Likvidace odpadů:

Případné zbytky činidla je nutno likvidovat podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný odpad v souladu se Zákonem o odpadech. Papírové a ostatní obaly se likvidují podle druhu materiálu jako tříděný odpad (papír, sklo, plasty).

Datum revize: 4.1. 2017



IVD

## PARAFINOVÝ OLEJ STERILIZOVANÝ

SK

Kat. č.: MLT00042

Pre mikrobiológiu

Parafinový olej sterilizovaný je pomocným prípravkom na diagnostické súpravy MIKROLATEST®, obsahujúce testy, ktoré vyžadujú inkubáciu so zamedzením prístupu kyslíka. Spôsob použitia Parafinového oleja sterilizovaného je obsiahnutý v pracovnom návode príslušnej diagnostickej súpravy MIKROLATEST®.

### Súprava Parafinového oleja sterilizovaného obsahuje:

Parafinový olej sterilizovaný 3 x 18 ml  
Informačný leták

### Skladovanie, expirácia:

Parafinový olej sterilizovaný sa skladuje pri teplote (+2 až +25) °C. Expirácia je vyznačená na každom balení.

### Upozornenie:

Súprava je určená iba na profesionálne použitie.  
Súprava nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

### Likvidácia odpadov:

Případné zvyšky činidla je nutno likvidovat' podľa vlastných interných predpisov v súlade s národnou legislatívou. Papierové a ostatné obaly sa likvidujú podľa druhu materiálu ako triedený odpad (papier, sklo, plasty).

Dátum revízie: 4.1. 2017



IVD

## PARAFFIN OIL, STERILIZED

EN

Cat. No.: MLT00042

For microbiology

Paraffin oil, sterilized is supplementary preparation for diagnostic MIKROLATEST® kits, containing tests requiring incubation with prevention of oxygen access. The method of using sterilized Paraffin oil is included in the working instruction of the respective diagnostic MIKROLATEST® kit.

### PARAFFIN OIL, sterilized contains:

Paraffin oil, sterilized 3 x 18 ml  
Information leaflet

### Storage, expiration:

Paraffin oil, sterilized is stored at the temperature of (+2 to +25) °C. The expiration is indicated at each packing.

### Warning:

For professional use only.  
Kit is not classified as dangerous.

### Waste disposal:

Contingent rest of the reagent should be liquidated in accordance with any other local and national regulations relating to the safe handling of such materials.  
Put packaging paper waste and containers to recycling.

Date of revision: 4.1. 2017





## ПАРАФИНОВОЕ МАСЛО СТЕРИЛЬНОЕ



Ном. номер: MLT00042

Для микробиологии

Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов MIKROLATEST®, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кислорода.

Способ применения Парафинового масла стерильного указан в инструкциях к наборам MIKROLATEST®.

### Набор Парафиновое масло стерильное содержит:

Парафиновое масло стерильное 3 x 18 мл  
Инструкцию

### Хранение:

При температуре от +2 до +25 °C.

### Срок годности:

1 год (срок годности указан на каждой упаковке).

### Примечание:

Набор предназначен только для квалифицированного использования.

Набор не содержит опасных веществ.

### Ликвидация отходов:

Остатки реактива подлежат уничтожению в соответствии с утвержденными внутрибольничными правилами.

Бумажную упаковку сдайте в макулатуру, заводскую тару в сортированный мусор.

Дата проведения контроля: 4.1. 2017



## OLEJ PARAFINOWY, STERYLIZOWANY



Nr kat.: MLT00042

Do celów mikrobiologicznych

Sterylizowany olej parafinowy to dodatkowy preparat stosowany w zestawach diagnostycznych MIKROLATEST®, zawierających testy wymagające inkubacji bez dostępu tlenu. Metoda użycia steryлизованого oleju parafinowego znajduje się w instrukcji do odpowiedniego zestawu diagnostycznego MIKROLATEST®.

### Sterylizowany OLEJ PARAFINOWY zawiera:

Sterylny olej parafinowy 3 x 18 ml  
Ulotkę informacyjną

### Warunki przechowywania, termin ważności:

Sterylny olej parafinowy należy przechowywać w temperaturze +2 do +25 °C. Data ważności zaznaczona jest na każdym opakowaniu.

### Ostrzeżenie:

Przeznaczono do zastosowania w diagnostyce in vitro przez upoważnioną oraz profesjonalnie przeszkoloną osobę. Zestaw nie zawiera substancji niebezpiecznych.

### Likwidacja odpadów:

Ewentualne resztki odczynnika należy likwidować według własnych przepisów wewnętrznych jako odpad niebezpieczny zgodnie z Ustawą o odpadach. Papierowe oraz pozostałe opakowania należy likwidować w zależności od rodzaju materiału jako odpady sortowane (papier, szkło, plastik).

Data rewizji: 4.1. 2017

### WYTWÓRCA:

Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 BRNO, REPUBLIKA CZEŠKA

### Przedstawicielstwo w Polsce:

ERBA POLSKA Sp. z o.o., ul. ŚW. FILIPA 23/4, KRAKÓW, 31-150, Polska, tel. kom. +48 510 251 115, e-mail: d.tvrdon@erbamannheim.com, diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com.

### USED SYMBOLS / POUŽITÉ SYMBOLY / ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ / STOSOWANE SYMBOLE



Catalogue Number  
Katalogové číslo  
Katalógové číslo  
Номер каталога  
Numer produktu



Lot Number  
Číslo šarže  
Номер партии  
Numer partii



Expiry Date  
Datum expirace  
Dátum expirácie  
Срок годности  
Data ważności



Manufacturer  
Výrobce  
Výrobca  
Производитель  
Wytwórca



CE Mark -  
Device comply with  
the Directive 98/79/EC  
CE značka-vyhovuje smérnici  
98/79/EC  
CE značka - vyhovuje smernici  
98/79/EC  
Знак CE - соответствие  
Директиве 98/79/EC  
Urządzenie zgodne  
z Dyrektywą 98/79/EC



In Vitro Diagnostics  
In vitro Diagnostikum  
Ин витро диагностика  
Diagnostyki in vitro



See Instruction for Use  
Čtete návod k použití  
Čítajte návod k použitiu  
Перед использованием  
внимательно изучайте инструкцию  
Przeczytaj instrukcję



Storage Temperature  
Teplota skladování  
Teplota skladovania  
Температура хранения  
Temperatura przechowywania



Национальный знак  
соответствия для Украины

