


# ДИСКИ LIOFILCHEM s.r.l. (Италия)

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ



С 1983 года компания Liofilchem s.r.l. (Италия) занимается разработкой и производством продуктов для микробиологии. В настоящее время продукция Liofilchem s.r.l. используется в клинических микробиологических лабораториях в более чем 130 странах мира.

**МИКРОЛАБ**



Диски с антибиотиками производства Liofilchem s.r.l.

выполнены из высококачественной бумаги в соответствии со спецификациями ВОЗ и FDA. Производство соответствует стандартам ISO 9001 и ISO 13485, а также спецификации DIN, т.е. концентрация каждого антибиотика находится в пределах 90-125% от количества, указанного на диске.

Упаковка 5x50 дисков содержит 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж упакован в индивидуальный прозрачный пластиковый пакет с возможностью многократного закрывания.

Невскрытая упаковка дисков с антибиотиками в большинстве случаев может храниться при температуре от -20 до +8 °С до окончания срока годности.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 11.11.2013 года № РЗН 2013/994.

📍 ООО «МИКРО-ЛАБ», 129323, г. Москва, пр-д. Русанова, д. 2, стр. 1

☎ +7 (499) 399-32-36

🌐 [www.micro-lab.org](http://www.micro-lab.org)

✉ [info@micro-lab.org](mailto:info@micro-lab.org)

Ассортимент дисков с антибиотиками производства Liofilchem s.r.l.

Артикул	Антимикробный препарат и его концентрация	Артикул	Антимикробный препарат и его концентрация
9105	Азитромицин AZM 15 мкг	9036	Оксациллин ОХ 1 мкг
9008	Азтреонам АТМ 30 мкг	9135	Оксациллин ОХ 5 мкг
9004	Амикацин АК 30 мкг	9130	Пенициллин G P 1 ME
9133	Амоксициллин AML 10 мкг	9127	Пенициллин G P 2 ME
9151	Амоксициллин AML 2 мкг	9037	Пенициллин G P 10 ME
9179	Амоксициллин AML 25 мкг	9159	Пиперациллин PRL 30 мкг
9005	Амоксициллин AML 30 мкг	9038	Пиперациллин PRL 100 мкг
9191	Амоксициллин-клавулановая кислота AUG 3 мкг	9160	Пиперациллин/Тазобактам TZP 36 мкг
9048	Амоксициллин-клавулановая кислота AUG 30 мкг	9100	Пиперациллин/тазобактам TZP 110 мкг
9255	Амоксициллин-клавулановая кислота AUG 7,5 мкг	9066	Полимиксин В PB 100 ME
9115	Ампициллин AMP 2 мкг	9120	Полимиксин В PB 300 ME
9006	Ампициллин AMP 10 мкг	9040	Стрептомицин S 10 мкг
9031	Ампициллин-сульбактам AMS 20 мкг	9162	Стрептомицин S 300 мкг
9051	Бацитрацин BA 10 ME	9043	Тетрациклин TE 30 мкг
9164	Ванкомицин VA 5 мкг	9096	Тикарциллин + клавулановая кислота TTC 85 мкг
9045	Ванкомицин VA 30 мкг	9166	Флуконазол FLU 25 мкг
9168	Вориконазол VO 1 мкг	9069	Флуконазол FLU 100 мкг
9026	Гентамицин CN 10 мкг	9073	Флюцитозин AFY 1 мкг
9125	Гентамицин CN 30 мкг	9148	Флюцитозин AFY 10 мкг
9124	Гентамицин CN 120 мкг	9025	Фосфомицин FOS 50 мкг
9288	Гентамицин CN 500 мкг	9121	Фосфомицин FOS 100 мкг
9059	Доксициклин DXT 30 мкг	9109	Фосфомицин FOS 200 мкг
9079	Имипенем IMI 10 мкг	9049	Фузидиевая кислота FC 10 мкг
9139	Итраконазол ИТС 8 мкг	9111	Фузидиевая кислота FC 30 мкг
9107	Итраконазол ИТС 50 мкг	9099	Фуразолидон FR 50 мкг
9009	Карбенициллин CAR 100 мкг	9128	Хлорамфеникол С 10 мкг
9075	Кетоконазол КСА 10 мкг	9022	Хлорамфеникол С 30 мкг
9140	Кетоконазол КСА 15 мкг	9015	Цефазолин KZ 30 мкг
9098	Кларитромицин CLR 15 мкг	9220	Цефепим FEP 10 мкг
9047	Клиндамицин CD 2 мкг	9104	Цефепим FEP 30 мкг
9146	Клиндамицин CD 10 мкг	9018	Цефокситин FOX 30 мкг
9102	Левифлоксацин LEV 5 мкг	9016	Цефоперазон CFP 30 мкг
9155	Линезолид LNZ 10 мкг	9108	Цефоперазон CFP 75 мкг
9136	Линезолид LNZ 30 мкг	9152	Цефотаксим СТХ 5 мкг
9068	Меропенем MRP 10 мкг	9017	Цефотаксим СТХ 30 мкг
9076	Метронидазол MTZ 5 мкг	9153	Цефтазидим CAZ 10 мкг
9119	Метронидазол MTZ 50 мкг	9019	Цефтазидим CAZ 30 мкг
9103	Моксифлоксацин MXF 5 мкг	9232	Цефуросксим СХМ 1 мкг
9001	Налидиксовая кислота NA 30 мкг	9021	Цефуросксим СХМ 30 мкг
9078	Нистатин NY 100 ME	9056	Ципрофлоксацин CIP 5 мкг
9181	Нитрофурантоин F 50 мкг	9180	Эритромицин E 2 мкг
9158	Нитрофурантоин F 100 мкг	9024	Эритромицин E 15 мкг
9034	Нитрофурантоин F 300 мкг	****	Другие антибиотики доступны по запросу