

МУЛЬТИДИСКИ С АНТИБИОТИКАМИ (Италия)

Определение чувствительности микроорганизмов одновременно к 8 антибиотикам диффузионным методом в агаре (по методу Кирби-Бауэра)



МИКРОЛАБ



- Multodisc – бумажное кольцо с 8 дисками диаметром 6 мм
- Температура хранения – от -20 до +8 °С
- Фасовка -100 штук в упаковке
- Для работы не требуются диспенсеры
- Подходит для чашек с агаром диаметром 90 мм
- Удобство в использовании: код препарата нанесен на диск

📍 ООО «МИКРО-ЛАБ», 129323, г. Москва, пр-д. Русанова, д. 2, стр. 1. а/я 14

☎ +7 (499) 399-32-36

🌐 www.micro-lab.org

✉ info@micro-lab.org

Наименование	Конфигурация	С, мкг	CLSI	EUCAST	Кат. №	Наименование	Конфигурация	С, мкг	CLSI	EUCAST	Кат. №
Анаэробы	Карбенициллин	CAR 100	+		95200	Стафилококки	Цефокситин	FOX 30	+	+	95260
	Цефокситин	FOX 30	+	+			Левофлоксацин	LEV 5	+	+	
	Клиндамицин	CD 2	+	+			Нетилмицин	NET 10		+	
	Хлорамфеникол	C 30	+	+			Тетрациклин	TE 30	+	+	
	Эритромицин	E 15	+	+			Эритромицин	ERY 15	+	+	
	Метронидазол	MTZ 5	+				Гентамицин	CN 10	+	+	
	Ампициллин	AMP 10	+	+			Рифампицин	RD 5	+	+	
	Тетрациклин	TE 30	+	+			Линезолид	LNZ 10		+	
Энтерококки	Тигециклин	TGC 15		+	Стрептококки		Пенициллин G	P 10 ME		+	
	Ампициллин	AMP 2		+		Левофлоксацин	LEV 5	+	+		
	Линезолид	LNZ 10		+		Тейкопланин	TEC 30		+		
	Нитрофурантоин	F 100		+		Ванкомицин	VA 5		+		
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25		+		Эритромицин	E 15	+	+		
	Ванкомицин	VA 5		+		Тетрациклин	TE 30	+	+		
	Гентамицин	CN 30		+		Линезолид	LNZ 10		+		
	Тейкопланин	TEC 30	+	+		Рифампицин	RD 5	+	+		
Энтеробактерии (моча)	Левофлоксацин	LEV 5	+	+		Ацинетобактеры	Дорипенем	DOR 10	+	+	95270
	Ампициллин	AMP 10	+	+	Меропенем		MRP 10	+	+		
	Цефуроксим	CXM 30	+	+	Левофлоксацин		LEV 5	+	+		
	Цефтазидим	CAZ 10		+	Гентамицин		CN 10	+	+		
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	+	Триметоприм-сульфаметоксазол		SXT 25	+	+		
	Гентамицин	CN 10	+	+	Тобрамицин		TOB 10	+	+		
	Нитрофурантоин	F 100		+	Ципрофлоксацин		CIP 5	+	+		
	Норфлоксацин	NOR 10	+		Нетилмицин		NET 10		+		
Энтеробактерии 1	Амикацин	AK 30	+	+	Дрожжевые грибы		Каспофунгин	CAS 5	+		
	Азтреонам	ATM 30	+	+		Флуконазол	FLU 25	+			
	Пиперациллин-тазобактам	TZP 36		+		Позаконазол	POS 5	+			
	Хлорамфеникол	C 30	+	+		Вориконазол	VO 1	+			
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	+		Амфотерицин В	AMB 20				
	Нетилмицин	NET 10		+		Кетоконазол	KCA 10				
	Цефотаксим	CTX 5		+		Флуцитозин	AFY 1				
	Нитрофурантоин	F 100		+		Нистатин	NY 100 ME				
	Энтеробактерии 2	Левофлоксацин	LEV 5	+			Мультидиски для использования в ветеринарии				
Цефокситин		FOX 30	+	+	Ветеринарные грамотрицательные (7 дисков)	Пенициллин G	1 ME			95310	
Пиперациллин-тазобактам		TZP 36		+		Цефокситин	FOX 30				
Цефуроксим		CXM 30	+	+		Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	+		
Стрептомицин		S 300				Клиндамицин	CD 2	+	+		
Нетилмицин		NET 10		+		Эритромицин	ERY 15				
Ампициллин-сульбактам		AMS 20	+	+		Канамицин	K 30				
Тобрамицин		TOB 10	+	+		Неомицин	N 10				
Псевдомонады		Амикацин	AK 30	+		+	Ветеринарные грамположительные (6 дисков)	Ампициллин G	AMP 10		
	Тикарциллин	TC 75		+	Цефотаксим	CTX 5					
	Пиперациллин-тазобактам	TZP 36		+	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25		+	+		
	Цефтазидим	CAZ 10		+	Канамицин	K 30			+		
	Гентамицин	CN 10	+	+	Неомицин	N 10					
	Нетилмицин	NET 10		+	Энрофлоксацин	ENR 5			+		
	Левофлоксацин	LEV 5	+	+	Дополнительные реагенты						
	Тобрамицин	TOB 10	+	+	Стандартный раствор сульфата бария с мутностью 0.5 по Мак-Фарленду		Плотность клеток в мл – 1.5 x 10 ⁸		80400		