


Liofilchem®

# КОНТАКТНЫЕ СЛАЙДЫ

Гибкие контактные слайды для микробиологического скрининга поверхностей  
ISO 18593



# Продукт с ограничением на минимальный заказ

Наименование	Упаковка	Арт.
<b>CONTACT SLIDE Chrom 1</b> (Chromatic™ <i>E.coli</i> -coliform / Chromatic™ Salmonella) Хромогенные селективные среды для выявления <i>E. coli</i> , колиформных бактерий и сальмонелл на поверхностях, а также в пище и воде.	20 слайдов 120 слайдов	525292 # 53529 #
<b>CONTACT SLIDE Chrom 2</b> (Chromatic™ <i>E.coli</i> -колиформы /PCA+TTC + Нейтрализатор) Хромогенные селективные среды для выявления <i>E. coli</i> , колиформных бактерий, а также общего подсчета бактерий.	20 слайдов	525392
<b>CONTACT SLIDE Chrom 3</b> (Chromatic™ <i>E.coli</i> -колиформы /Агар Байрд-Паркера + Нейтрализатор) Хромогенные селективные среды для выявления <i>E. coli</i> , колиформных бактерий и <i>Staphylococcus aureus</i> с инактивацией дезинфицирующих средств.	20 слайдов	525462 #
<b>CONTACT SLIDE 1</b> (PCA + TTC + Нейтрализатор / V.R.B.G. Agar + Нейтрализатор) Общее количество бактерий, энтеробактерий, с инактивацией дезинфицирующих средств.	20 слайдов 120 slides	525262 53526
<b>CONTACT SLIDE 2</b> (PCA + TTC + Нейтрализатор / Агар CAF с бенгальским розовым + Нейтрализатор) Общее количество бактерий, дрожжей и плесневых грибов с инактивацией дезинфицирующих средств.	20 слайдов 120 слайдов	525272 53527
<b>CONTACT SLIDE 3</b> (PCA+TTC + Нейтрализатор /Агар Фогеля-Джонсона) Общая бактериальная обсемененность с инактивацией дезинфицирующих средств, стафилококки.	20 слайдов 120 слайдов	525302 53530
<b>CONTACT SLIDE 4</b> (Цетримидный агар + Нейтрализатор /+ Нейтрализатор) Псевдомонады, дрожжевой и плесневый грибок.	20 слайдов 120 слайдов	525282 # 53528 #
<b>CONTACT SLIDE 5</b> (V.R.B.G. Агар + Нейтрализатор / Агар с желчью и эскулином+ Нейтрализатор). Энтеробактерии, фекальные стрептококки, при инактивации дезинфицирующих средств.	20 слайдов 120 слайдов	525312 53531
<b>CONTACT SLIDE 8</b> (PCA + TTC + Нейтрализатор /V.R.B.L. Agar + Нейтрализатор) ОМЧ, колиформы, с инактивацией дезинфицирующих средств.	20 слайдов 120 слайдов	525622 53562
<b>CONTACT SLIDE 9</b> (PCA + TTC + Нейтрализатор /PCA + TTC + Нейтрализатор) Общее количество бактерий с инактивацией дезинфицирующих средств.	20 слайдов 120 слайдов	525322 53532
<b>CONTACT SLIDE 10</b> (Агар CAF с бенгальским розовым + Нейтрализатор /Агар Фогеля-Джонсона) Дрожжевые и плесневые грибки при инактивации дезинфектантами, стафилококки.	20 слайдов 120 слайдов	525452 # 53545 #
<b>CONTACT SLIDE TSA + Нейтрализатор /TSA + Нейтрализатор</b> ОМЧ с инактивацией дезинфицирующих средств.	20 слайдов	525472
<b>CONTACT SLIDE TSA + Нейтрализатор /Агар CAF с бенгальским розовым + Нейтрализатор.</b> Общее количество бактерий с инактивацией дезинфицирующих средств; дрожжи и плесневые грибы.	20 слайдов 120 слайдов	525482 53548
<b>CONTACT SLIDE PCA + TTC + Нейтрализатор/ Агар с бенгальским розовым и дихлораном + Нейтрализатор.</b> Общее количество бактерий с инактивацией дезинфицирующих средств; дрожжи и плесневые грибы.	20 слайдов 120 слайдов	525432 # 53543 #



📍 ООО «МИКРО-ЛАБ», 129323, г. Москва, пр-д. Русанова, д. 2, стр. 1

☎ +7 (499) 399-32-36 🌐 [www.micro-lab.org](http://www.micro-lab.org) ✉ [info@micro-lab.org](mailto:info@micro-lab.org)



Microbiology products since 1983