


# Contam Swab

для микробиологического мониторинга поверхностей

Наименование	Упаковка	Арт.
Contam Swab <b>Анализ контаминации</b>	30 тестов	86100
Contam Swab <b><i>E.coli</i>-колиформы</b>	30 тестов	86101
Contam Swab <b>Листерии</b>	30 тестов	86102
Contam Swab <b>Сальмонеллы</b>	30 тестов	86103
Contam Swab <b>дрожжи и плесневые грибы</b>	30 тестов	86105
Contam Swab <b>MRSA</b> (метициллин-резистентный золотистый стафилококк)	30 тестов	86104

## Преимущества

- ✓ Легко использовать
- ✓ Четкое изменение цвета
- ✓ Не требуются дополнительные реагенты
- ✓ Результат через 18/24 часа
- ✓ Предел обнаружения - 10 КОЕ/мл
- ✓ Хранение: 10-25°C



### Анализ контаминации Contam Swab




### Contam Swab *E. coli* - колиформы




### Contam Swab Листерии



### Contam Swab Сальмонеллы



### Contam Swab дрожжи и плесневые грибы



### Contam Swab MRSA

