

# МУЛЬТИДИСКИ С АНТИБИОТИКАМИ (Италия)

Определение чувствительности микроорганизмов одновременно к 8 антибиотикам диффузионным методом в агаре (по методу Кирби-Бауэра)



**МИКРОЛАБ**



- Multodisc – бумажное кольцо с 8 дисками диаметром 6 мм
- Температура хранения – от -20 до +8 °С
- Фасовка -100 штук в упаковке
- Для работы не требуются диспенсеры
- Подходит для чашек с агаром диаметром 90 мм
- Удобство в использовании: код препарата нанесен на диск

Наименование	Конфигурация	С, мкг	ЕУСАСТ	Кат. номер
Анаэробы	Карбенициллин	CAR 100		95200
	Цефокситин	FOX 30		
	Клиндамицин	CD 2		
	Хлорамфеникол	C 30		
	Эритромицин	E 15		
	Метронидазол	MTZ 5		
	Ампициллин	AMP 10		
	Тетрациклин	TE 30		
Энтерококки	Тигециклин	TGC 15	+	95210
	Ампициллин	AMP 2	+	
	Линезолид	LNZ 10	+	
	Нитрофурантоин	F 100	+	
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	
	Ванкомицин	VA 5	+	
	Гентамицин	CN 30	+	
	Тейкопланин	TEC 30	+	
Энтеробактерии (моча)	Левифлоксацин	LEV 5	+	95230
	Ампициллин	AMP 10		
	Цефуроксим	CXM 30	+	
	Цефтазидим	CAZ 10		
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	
	Гентамицин	CN 10	+	
	Нитрофурантоин	F 100	+	
	Норфлоксацин	NOR 10		
Энтеробактерии 1	Амикацин	AK 30	+	95220
	Азтреонам	ATM 30	+	
	Пиперациллин-тазобактам	TZP 36	+	
	Хлорамфеникол	C 30	+	
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	
	Нетилмицин	NET 10	+	
	Цефотаксим	CTX 5	+	
	Нитрофурантоин	F 100	+	
Энтеробактерии 2	Левифлоксацин	LEV 5		95240
	Цефокситин	FOX 30	+	
	Пиперациллин-еазобактам	TZP 36	+	
	Цефуроксим	CXM 30	+	
	Стрептомицин	S 300		
	Нетилмицин	NET 10	+	
	Ампициллин-сульбактам	AMS 20	+	
	Тобрамицин	TOB 10	+	
Псевдомонады	Амикацин	AK 30	+	95250
	Тикарциллин	TC 75	+	
	Пиперациллин-тазобактам	TZP 36	+	
	Цефтазидим	CAZ 10	+	
	Гентамицин	CN 10	+	
	Нетилмицин	NET 10	+	
	Левифлоксацин	LEV 5	+	
	Тобрамицин	TOB 10	+	

Наименование	Конфигурация	С, мкг	ЕУСАСТ	Кат. номер
Стафилококки	Цефокситин	FOX 30	+	95260
	Левифлоксацин	LEV 5	+	
	Нетилмицин	NET 10	+	
	Тетрациклин	TE 30	+	
	Эритромицин	ERY 15	+	
	Гентамицин	CN 10	+	
	Рифампицин	RD 5	+	
	Линезолид	LNZ 10	+	
Стрептококки	Пенициллин G	P 10 ЕД/диск	+	95290
	Левифлоксацин	LEV 5	+	
	Тейкопланин	TEC 30	+	
	Ванкомицин	VA 5	+	
	Эритромицин	E 15	+	
	Тетрациклин	TE 30	+	
	Линезолид	LNZ 10	+	
	Рифампицин	RD 5	+	
Ацинетобактерии	Дорипенем	DOR 10	+	95270
	Меропенем	MRP 10	+	
	Левифлоксацин	LEV 5	+	
	Гентамицин	CN 10	+	
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25	+	
	Тобрамицин	TOB 10	+	
	Ципрофлоксацин	CIP 5	+	
	Нетилмицин	NET 10	+	
Дрожжевой грибок	Каспофунгин	CAS 5		95280
	Флуконазол	FLU 25		
	Позаконазол	POS 5		
	Вориконазол	VO 1		
	Амфотерицин В	AMB 20		
	Кетоконазол	KCA 10		
	Флуцитозин	AFY 1		
	Нистатин	NY 100 Д/диск		
Мультидиски для использования в ветеринарии				
Ветеринарные грамотрицательные (7 дисков)	Пенициллин	G P 1 Д/диск		95310
	Цефокситин	FOX 30 µg		
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25		
	Клиндамицин	CD 2	+	
	Эритромицин	ERY 15		
	Канамицин	K 30		
	Неомицин	N 10		
Ветеринарные грамположительные (6 дисков)	Ампициллин G	AMP 10		95300
	Цефотаксим	CTX 5		
	Триметоприм-сульфаметоксазол	SXT 25		
	Канамицин	K 30	+	
	Неомицин	N 10		
	Энрофлоксацин	ENR 5	+	
Дополнительные реагенты				
Стандартный раствор сульфата бария с мутностью 0.5 по Мак-Фарленду		Плотность клеток в мл - $1.5 \times 10^8$		80400